

No.1

対 象 機 器	マルチスライスCT装置SOMATOM go.Top	
メーカ	シーメンスヘルスケア(株)	
保守プラン	アドバンスドプランCORE（定期点検+リモート）	
保 守 対 象	SOMATOM go.Top 一式 ガントリーシステム 1 X線高電圧発生装置 1 X線検出器システム 1 X線管 1 患者テーブル 1 コンソールシステム 1 コンピュータシステム 1 Quick Touch Kit 一式	
保 守 内 容	Digital Advantageサービス	ソフトウェアアップデート サイバーセキュリティアップデート teamplay Fleet PEP connect リモートサービス リモートアシスト
	定期点検	年1回、平日8：30～17：30に実施（点検月：6月）
	交換部品	UPS用のバッテリー（製造元が定期交換部品に指定したものに限る） カーボンブラシ以外の定期交換部品（製造元が指定したものに限る）
	サービス・プログラム	Quick Touch
保 守 対 象 外	修理、交換等の作業 交換部品 ①X線管 ②ディテクタ ③タブレット式リモート制御ユニット ④患者テーブルマットレス、クッション、患者固定ベルト ⑤カーボンブラシ 24時間サービス シーメンス社以外の他社製品（国内品）の保守費	

対 象 機 器	超電導磁石式全身用MR装置 MAGNETOM Aera	
メーカ	シーメンスヘルスケア(株)	
保守プラン	定期点検+リモートサービス契約	
保 守 対 象	MAGNETOM Aera 一式	
	1.5Tマグネットシステム（マグネット、傾斜磁場、シム、シールドイング）	1
	傾斜磁場システム	1
	RFシステム	1
	患者ハンドリングシステム（患者テーブル、PMU、患者コミュニケーション）	1
	コンピュータシステム（syngo Acquisition Workplace）	1
	エレクトロニクスキャビネット	1
	チラー（KE/点検のみ）	一式
保 守 内 容	定期点検	年4回、平日8：30～17：30に実施（点検月：6月、9月、12月、3月）
	技術改良	アップデート Evolveプログラム
	修理・交換等の作業	計画停電復旧時立会い（年1回、1回あたり2時間以内に限る）
	リモートサービス	
	シーメンス社以外の他社製品（国内品）の保守費（保守対象に記載のものに限る）	
保 守 対 象 外	修理、交換等の作業	計画停電復旧時立会い以外の作業
	サーマルサイクル作業（液体ヘリウム等の冷媒を含む）	
	交換部品	マグネット本体 コールドヘッド内の消耗部品及びアドゾーバ 患者テーブルマットレス、クッション、患者固定ベルト
	マグネット交換が発生した場合の搬出・搬入及び工事（内外装及びシールド工事等）費	
	液体ヘリウム等の冷媒	通常使用時 クエンチ時
	24時間サービス	
	サービスプログラム	Guardian Basic

No.3

対 象 機 器	多目的デジタルX線TVシステム DREX-UI80/07		
メーカ	キヤノンメディカルシステムズ(株)		
保守プラン	定期点検契約		
保 守 対 象	透視撮影台	MFX-8000A	一式
	X線制御器	KXO-80Z/U1	一式
	画像処理装置	HDR-08A/P7	一式
	X線平面検出器	TFP-1700A	一式
	FPDインターフェースユニット	TFPI-17PU	一式
	診断用X線可動絞り	BLF-600B	一式
	近接操作卓	LCF-30L	一式
	遠隔操作卓	DCC-05A	一式
	天井吊りモニタ台	IDI1000F-3WCA	一式
保 守 内 容	定期点検	年2回、平日9：00～17：30に実施 （点検月：9月・3月） ※天井吊りモニタ台IDI1000F-3WCAは年1回	
	部品交換	定期交換部品を含む	
	定期点検以外の費用	有償	
	点検時及び修理時に発生した費用	有償	
保守対象外	オンコール作業 周辺機器及びメディア等消耗品 漏洩X線量測定 他社製品 オーバーホール、移設作業 ウイルス感染の調査及び対策・駆除		

No.4

対 象 機 器	デジタルX線診断装置SONIALVISION G4		
メ ー カ ー	(株)島津製作所		
保 守 プ ラ ン	定期点検契約		
保 守 対 象	高圧発生装置	D150BC-40S	1
	透視撮影台	ZS-200	1
	画像処理装置	DR-300	1
	X線管球	0.7/1.2JG326D-265	1
	X線平面検出器	TFP-1700A	1
	スタータ	SA-61	1
	可動絞り	R-300	1
	LCDモニタ	RX150SC	4
	FPD	SFD-1717BF ASSY	1
保 守 内 容	定期点検	年1回、平日9：00～17：30に実施 (点検月：2月)	
	緊急保守サービス	24時間オンサイトサービス：無 メーカー指定の修理サービス料金表による	
	オンコール修理技術料	無償	
	標準ソフトウェアの提供	標準ソフトウェアを無償で提供する	
	定期交換部品の提供	定期交換部品は無償で提供する	
	保守（修理用）部品の提供	単価5万円以下は全て無償とする	

No.5

対 象 機 器	一般撮影システム RADIOTEX NEO (2式)		
メーカ－	(株)島津製作所		
保守プラン	定期点検契約		
保 守 対 象	X線高圧発生器	UD150B-30	2
	天井走行装置	CH-200 (連動)	2
	天井走行装置	CH-200	2
	X線管球装置	0.6/1.2P18DE-85 (N)	4
	可動絞り	R-20J RAD	2
	可動絞り	R-30H	2
	平面撮影台	BK-120	2
	立位撮影台	BR-120M	2
保 守 内 容	定期保守点検	①年1回、平日9：00～17：30に実施 (点検月：5月) ②ワイヤー点検 年1回	
	緊急保守サービス	24時間オンサイトサービス：無 メーカー指定の修理サービス料金表による	
	オンコール修理技術料	無償	
	標準ソフトウェアの提供	標準ソフトウェアを無償で提供する	
	定期交換部品の提供	定期交換部品は無償で提供する	
	保守（修理用）部品の提供	単価5万円以下は全て無償とする	

対 象 機 器	乳房用X線診断装置 AMULET Innovality		
メーカ－	富士フイルムメディカル(株)		
保守プラン	定期点検契約 タイプRA		
保 守 対 象	乳房用X線診断装置AMULET Innovality (27224921) タイプRA (Plan G)		1
	画像処理ユニット FDR-3000 AWS (27223419) タイプRA (コースV PlanG)		1
保 守 内 容	オンサイト定期点検	年2回、平日9：00～17：30に実施 (点検月：8月・2月)	
	修理対応	委託者の要請により速やかに技術者を派遣して必要な復旧作業を行うこと。	
	FPDキャリブレーションサービス	FPD画像の一様性を維持するため、オンサイト定期点検時にメーカー所定の様式に基づき、FPD画像のムラ、点欠陥、線欠陥等を測定し、必要に応じて補正・調整を実施すること。	
	保証内容	オンサイト定期点検時に使用するメーカーが定めた定期交換部品以外の部品交換の必要が生じた場合、その部品代金は発注者の負担とする。	
保守対象外	ACTIVE LINEリモートサービス アンチウイルスサービス モニターキャリブレーションサービス FCR QCサービス Display QCサービス オンラインDisplay QCサービス 精度管理代行サービス		

No.7

対 象 機 器	AeroDR fine 1417HD	
メ ー カ ー	コニカミノルタジャパン(株)	
保 守 プ ラ ン	オンサイト契約プラン	部品保障プラン（セミサポート）
保 守 対 象	AeroDR fine 1417HD 1	
保 守 内 容	オンサイトサービス	機器故障の都度、必要時にメーカー技術者による出張修理を行う。平日時間内の出張時技術料金及び、出勤料金は契約金額に含む。それ以外の時間帯での提供を受ける場合は、メーカーが規定する時間外割増料金を請求可能とする。
	定期点検	年1回、平日9：00～17：30に実施 （点検月：7月）
	通常部品保証	セミサポート契約 補修作業において、メーカー技術者が交換する部品は、部品免責額200,000円を超過する場合のみ、その差額を別途請求可能とする。

No.8

対 象 機 器	移動型X線撮影装置 Cios Select	
メ ー カ ー	シーメンスヘルスケア(株)	
保 守 プ ラ ン	定期点検保守	
保 守 対 象	移動型X線撮影装置 Cios Select本体	1
	9インチイメージインテンシファイア	1
	X線管装置	1
	面積線量計	1
	19インチ高輝度カラー液晶モニタ	1
	モニタ、キーボード	1
	画像記録装置	1
	DICOMフォーマット外部画像記録装置	1
	レーザーライトロカライザー	1
	モニタースタンド	1
保 守 内 容	定期点検	年1回、平日8：30～17：30に実施 (点検月：協議により定める)

対 象 機 器	FPDシステム		
メ ー カ ー	コニカミノルタジャパン(株)		
保 守 プ ラ ン	infomity BSパック（更新用） EX/ES用 部品保障プラン（フルサポート）		
保 守 対 象		点検回数	台数
	AeroDR Fine 1012HQ	1	2
	AeroDR swift 1417HL	1	1
	AeroDR XGボックス2	1	2
	POWER SUPPLY UNIT	1	2
	DETECTOR INTERFACE UNIT	1	4
	Aruba アクセスポイントIAP-305	1	2
	AeroDR マルチサイズクレードル	1	4
	AeroDR I/Fケーブル3 8mU	0	4
	CS-7	1	2
定 期 点 検	年1回（7月）、平日9:00～17:30に実施		
保 守 内 容	UX14MYU 連携BOX Lite UX14MYU ウェブサイト開設サポート UX14MYU 医療行政ニュース UX14MYU MELON UX14MYU 遠隔読影支援サービス UX14MYU スマートアップデートサービス UX14MYU CR骨密度測定サービス UX14MYU EX胸部骨減弱処理(BS)本契約内包 UX14MYU EX胸部骨経時差分処理(TS) UX14MYU オンライン診療サービスYaDoc Quick UX14MYU ウイルス対策サービス AeroDR fine1012HQ×2枚、AeroDR Swift1417×1枚 合計3枚中2枚まで年間落下対象。		

No.10

対 象 機 器	MWMサーバーシステム		
メーカ ー	(株)ユーズテック		
保守プラン	リモートメンテナンス保守		
保 守 対 象	MWMサーバー	モニタ、キーボード、マウス含む	1
	MWMサーバー予備機		1
	UPS（無停電装置）		1
	リモート用ルータ		1
保 守 内 容	修理対応	本システムに不具合が生じた場合その復旧を図るため、委託者の要請により、原則として業務時間内（月～金曜日の9：00から18：00まで）にすみやかに障害の状況を把握し、障害復旧の指示を行う。また、修理が必要な場合はセンドバック保守体制にて故障機器の確認、受入、復旧修理を行う。	
	立会い	受託者は修理対応業務の前後に必要であると判断した場合、契約機器の状態確認・説明・操作指導等を受託者者の指定する者が行う。	
	サポート業務	委託者の要請による故障復旧、使用上、操作上の相談等におけるリモート、もしくは電話等によるサポート業務を原則として業務時間内（月～金曜日の9：00から18:00まで）に行う。	
保守対象外	モニタの消耗による輝度・コントラスト低下、焼付き、面欠点の発生による交換は対象外。		

対 象 機 器	医用画像情報システム SYNAPSE QA + WS		
メーカ	富士フイルムメディカル(株)		
保守プラン	ハードウェア保守、ソフトウェア保守		
保 守 対 象	画像検像システムSYNAPSE QA 汎用ワークステーション	HP Elite800G3 (S/N:387120517)	1
		モニタ 1M1面+2M1面 (フルサポートプラ	2
		HP Elite800G3 (S/N:387134750)	1
		モニタ 3M2面+1M1面 (フルサポートプラ	3
保 守 内 容	定期点検	年1回、平日9：00～17：30に実施 (点検月：3月)	
	修理対応	委託者の要請により速やかに技術者を派遣して必要 な復旧作業を行うこと。	
	立会い	定期点検、修理対応の前後に必要であると受託者が 判断した場合、契約機器の状態確認・説明・操作指 導等を行う。	
保守対象外	・以下の消耗品及び特定消耗部品の消費・消耗・劣化、及びLCDモニターの消耗（コン トラストの劣化、精度の劣化及び焼付き等） 消耗品 ①バックアップ用テープメディア、クリーニング用 テープメディア ②CD-R、DVD、FD等のメディア ③LANケーブル、光ケーブル ④UPSバッテリー 特定消耗品 LCD（液晶）モニター ・基本ソフトウェア（OS）の修正業務 ・本システムに接続されているシステム及びモダリティ装置の仕様変更（プログラム変 更等を含む）に伴う本システムのプログラムソフト変更、設定変更		

No.12

対 象 機 器	MRI装置用造影剤自動注入器 Solaris EP	
メ ー カ ー	バイエル薬品(株)	
保 守 プ ラ ン	セレクトケアスタンダードプラン	
保 守 対 象	点検箇所 ・ シリンジ取付部 ・ ヘッド操作部 ・ コントロールパネル ・ ヘッド接続部 ・ キャップタイヤコード ・ スタンド ・ ヘッドアーム ・ ヘッド内部	
保 守 内 容	点検1回（平日）	
	点検時に部品交換が発生した場合は無償交換	
	故障発生時の対応は有償	
	修理依頼電話受付は24時間対応、訪問修理は随時対応	
	点検箇所の目視、操作確認、実測検査、清掃	
	注入圧制御、圧力制御の確認	
	各部分解清掃、接触確認	
	測定項目	Volume delivered SideA、Volume delivered SideB、A-Side Pressure×3、B-Side Pressure×3、Leakage-Ground Open Normal、Leakage-Ground Open Reverse

No.13

対 象 機 器	多目的X線TV装置用造影剤自動注入器 Mark7 Arterion（OCS付）	
メーカ－	バイエル薬品(株)	
保守プラン	セレクトケアスタンダードプラン	
保 守 対 象	点検箇所	
	・ シリンジ取付部 ・ ヘッド操作部 ・ コントロールパネル ・ ヘッド接続部 ・ キャップタイヤコード ・ スタンド ・ ヘッドアーム ・ ヘッド内部	
保 守 内 容	点検1回（平日）	
	点検時に部品交換が発生した場合は無償交換	
	故障発生時の対応は有償	
	修理依頼電話受付は24時間対応、訪問修理は随時対応	
	点検箇所の目視、操作確認、実測検査、清掃	
	注入圧制御、圧力制御の確認	
	各部分解清掃、接触確認	
	測定項目	AH-BL、AH-CL、BH-AL、BH-CL、CH-AL、CH-BL、Gain、Offset、Checksum、Leakage-Ground Open Normal、Leakage-Ground Open Reverse、Test Lead Leakage

No.14

対 象 機 器	CT装置用造影剤自動注入器 Stellant (CWS/OCS)	
メ ー カ ー	バイエル薬品(株)	
保 守 プ ラ ン	セレクトケアプラン	
保 守 対 象	点検箇所 ・ シリンジ取付部 ・ ヘッド操作部 ・ コントロールパネル ・ ヘッド接続部 ・ キャップタイヤコード ・ スタンド ・ ヘッドアーム ・ ヘッド内部	
保 守 内 容	点検1回（平日） 点検時に部品交換が発生した場合は無償交換 故障発生時の対応は有償 修理依頼電話受付は24時間対応、訪問修理は随時対応 点検箇所の目視、操作確認、実測検査、清掃 注入圧制御、圧力制御の確認 各部分解清掃、接触確認 測定項目 Avg Pressure Delivered (Single or SideA) 、 Avg Pressure Delivered (SideB) 、 Volume Delivered (Single or SideA) 、 Volume Delivered (SideB) 、 Leakage-Ground Open Normal、 Leakage-Ground Open Reverse	